

Control preciso de la profundidad – Topes para Fresas Straumann®



Los Topes para Fresas Straumann® proporcionan un control preciso de la profundidad de perforación durante la preparación del lecho implantario previa a la colocación de implantes dentales Straumann®.

La ventaja de los Topes para Fresas Straumann reside en su posibilidad de aplicación en casos tanto sencillos como complejos, en los que pueda verse afectado el nervio mandibular o el suelo del seno. Los topes para fresas se suministran en juegos estériles listos para su uso.

Los Topes para Fresas Straumann están destinados al uso en un único paciente, y debe emplearse en combinación con las fresas desechables para un solo paciente diseñadas específicamente para ellos.

Seguridad adicional

- **Impide perforar más allá** de la profundidad predefinida.
- **Rapidez y seguridad** en el montaje y desmontaje de los topes para fresa.

Manejo sencillo

- **Listos para usar:** los topes para fresas vienen en prácticos envases para cada profundidad y no requieren limpieza ni esterilización.
- **Todas las profundidades de perforación** quedan abarcadas con una selección mínima de cuatro tipos de topes para fresas.
- **Código de color** para una identificación rápida del diámetro.

Diseño eficaz

- **El pequeño tamaño** de los topes para fresas permite una visión óptima de la zona de tratamiento.
- **Las aberturas** de los topes para fresas facilitan la irrigación y la eliminación de virutas de hueso.