

La nueva generación en la tecnología de fresas



Fresa piloto Straumann® PRO de 4,2 mm de diámetro

Una preparación quirúrgica cuidadosa del lecho donde se va a colocar el implante es importante para obtener una elevada estabilidad primaria del mismo. Para la preparación óptima del lecho implantario, las fresas de un diámetro ancho deben ser manejadas con especial precisión.

Straumann ha desarrollado la fresa piloto PRO de 4,2 mm de diámetro para prevenir una perforación excesiva del lugar de la osteotomía. Su punta redondeada y plana facilita el posicionamiento seguro de la fresa y garantiza el centrado de la misma en el lecho implantario. La dirección deseada se mantiene durante todo el proceso de fresado. La fresa piloto PRO de 4,2 mm de diámetro está disponible en versión corta y larga.