

5.2 Referencias de los productos

Componentes	Nº. de art.	Especificaciones del producto	Material
Narrow Neck (NN)			
	048.353 ¹	Tornillo Oclusal NN para Pilar Cerámico NN CARES, longitud 5 mm, cabeza de tornillo amarilla con marca negra	Ti-6Al-7Nb, anodizado
	049.177 ¹	Tornillo Oclusal NN para Pilar de Titanio NN CARES, longitud 5 mm, diámetro de rosca 1,8 mm, amarillo	Ti-6Al-7Nb, anodizado
	048.084-04 ² 048.084-20 ³	Cuerpo de Referencia NN CARES, para un solo uso, diámetro 3,5 mm, longitud 11,2 mm	polímero
	048.130	Análogo de implante NN, longitud 14 mm, gris	acero inoxidable
Regular Neck (RN)			
	048.354 ¹	Tornillo Oclusal SCS para Pilar Cerámico RN CARES, longitud 5 mm, cabeza de tornillo magenta con marca negra	Ti-6Al-7Nb, anodizado
	048.356 ¹	Tornillo Base para Pilar de Titanio RN CARES, longitud 6,7 mm, gris	Ti-6Al-7Nb
	048.085-04 ² 048.085-20 ³	Cuerpo de Referencia RN CARES, para un solo uso, diámetro 4,8 mm, longitud 11,7 mm	polímero
	048.124	Análogo de implante RN synOcta®, longitud 12 mm, gris con marca roja	acero inoxidable
Wide Neck (WN)			
	048.356 ¹	Tornillo Base para Pilar de Titanio RN ⁴ CARES, longitud 6,7 mm, gris	Ti-6Al-7Nb, anodizado
	048.086-04 ² 048.086-20 ³	Cuerpo de Referencia WN CARES, para un solo uso, diámetro 6,5 mm, longitud 11,8 mm	polímero
	048.171	Análogo de implante WN synOcta®, longitud 12 mm, gris	acero inoxidable

¹ Para pedir por separado en caso de pérdida del tornillo suministrado

² Envase de 4

³ Envase de 20

⁴ Para los Pilares de Titanio RN CARES y WN CARES se utilizan tornillos idénticos.