



**TODOS** LOS **ASES** EN SU MANO



COMMITTED TO  
**SIMPLY DOING MORE**  
FOR DENTAL PROFESSIONALS

## OPCIONES PROSTODÓNICAS CrossFit™



### **Pilar Provisional**

Estética individualizada, fácil de lograr



### **Pilar Anatómico**

Estética individualizada, fácil de lograr



### **Pilar Meso**

Ofrece la máxima flexibilidad



### **Pilar de Oro para corona**

Solución versátil para una amplia gama de indicaciones



### **Pilar de Oro para puente**



### **Pilar LOCATOR®**

Fijación flexible de prótesis completas



NC new



NC & RC new



NC new



### **Pilar Cementable**

Manejo protodónico con las condiciones más parecidas a un muñón natural

### **Pilar Multi-Base**

Base flexible para restauraciones atornilladas de múltiples unidades

### **Pilar para barras**

La solución fácil de usar para prótesis retenidas por barra

### **Pilar personalizado**

Protodoncia personalizada sobre implantes con Straumann

## **NUEVAS** OPCIONES PROSTODÓNCICAS PARA LA MÁXIMA **FLEXIBILIDAD**

### **NC y RC Pilar Multi-Base**

La gama de implantes Straumann® Bone Level se complementa con componentes adicionales para la unión Narrow CrossFit™ y el novísimo pilar Multi-Base altamente flexible para restauraciones atornilladas con la unión CrossFit™ Narrow (NC) y Regular (RC). Ahora Straumann ofrece todas las posibilidades protéticas para todos los tratamientos de implantes y proporciona la máxima flexibilidad para todas las preferencias.



- Toma de impresión flexible al nivel del implante o del pilar
- Altamente flexible gracias al cono de 30° y a la baja altura oclusal
- Ajuste perfecto gracias a los componentes prefabricados

Base flexible para restauraciones atornilladas de múltiples unidades

## NC Pilar Cementable

---

- Toma de impresión flexible al nivel del implante o del pilar
- Manejo sencillo de los casquillos prefabricados
- Ajuste correcto del casquillo de impresión a nivel del pilar verificado por una percepción inequívoca



Manejo protodónico con las condiciones más parecidas a un muñón natural

## NC Pilar Anatómico, angulado 15°

---

- Los márgenes prefabricados para la mucosa reducen la necesidad del tallado
- Adaptación al contorno natural de los tejidos blandos gracias a los márgenes prefabricados para la mucosa de distintas alturas
- Forma ovalada similar al perfil de emergencia de un diente natural



Estética individualizada, fácil de lograr

## NC Pilar Cerámico Personalizado

---

- Estética favorable con circonio
- Rapidez en el escaneado y proceso de diseño
- Ahorro de tiempo y de costes en el laboratorio dental







Prostodoncia personalizada sobre implantes con Straumann

## Resumen: Pilar Multi-Base

Base flexible para restauraciones atornilladas de múltiples unidades

La nueva línea de pilares Multi-Base comprende pilares rectos disponibles en tres alturas gingivales distintas y dos diámetros para cada plataforma prostodónica, así como pilares angulados (25°). Existe una amplia gama de casquillos y componentes auxiliares que permiten elaborar restauraciones sobre puentes o barras con facilidad y eficiencia.



Resumen: Pilares				
	Narrow CrossFit™		Regular CrossFit™	
Diámetro	3,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	6,5 mm
Pilar				

## Aplicación

### Puentes atornillados



### Prótesis sobre barra



Solicite información de pedido a su distribuidor Straumann. Consulte las instrucciones de uso detalladas en nuestro folleto «Línea de implantes Straumann® Bone Level: Información básica sobre las técnicas protodóncicas» (nº de art. 155.810).

[www.straumann.com](http://www.straumann.com)



STRAUMANN GARANTIEE

**International Headquarters**

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
Fax +41 (0)61 965 11 01